

MULTIFLEX

Мультифлекс

Специальная серия Специальная серия Специальная серия Специальная серия



НОВИНКА

Наша самая популярная стопа Мультифлекс теперь выпускается в специальной серии!

- Пяточный отдел стопы на 12.5% мягче предыдущей версии;
- Высокий профиль щиколотки;
- Не требуется приобретение отдельной отделки щиколотки;
- Выпускается размерами с 25 по 28;
- Ограничение по весу 125 кг;
- Подходит для уровней активности К1 - К3

	Левая	Правая
25 см	519525	519526
26 см	519527	519528
27 см	519529	519530
28 см	519531	519532



125 КГ СИСТЕМЫ



Должна использоваться только со 125 кг системами щиколоток!

125кг К1-К3
100кг К1-К4

ENDOLITE



endolite

управляй движением

эндолайт россия

+7 (495) 354 4003 +7 (495) 354 3788 www.endolite.ru www.blatchford.ru