




Приблизительный диапазон регулировки высоты каблука для стопы размера 26 см составляет 30 мм



Замечания по юстировке: Система **BRIO™** работает независимо от юстировки стопы, поэтому пользователи, которые обычно носят обувь на высоком каблуке получат несомненную выгоду от юстировки плантарфлексии стопы, при этом, за счет применения **BRIO™** будет увеличена высота пятки. Пользователи же, которые любят ходить босиком, будут иметь возможность юстировки, которая позволит стопе находиться при ходьбе в плоском положении.

**Ограничения по весу и уровню активности:**

- 100 кг уровень активности K1 - K4
- 125 кг уровень активности K1 - K3



Шифр:

**BRIO30**



endolite  
управляй движением

эндолайт россия

+7 (495) 354 4003

+7 (495) 354 3788

www.endolite.ru  
www.blatchford.ru



**BRIO**  
регулируемая щиколотка  
**ENDOLITE**

*Начни свою жизнь  
радостью...*

**Brio™** незаменимый в жизни аксессуар!



*"Это замечательное устройство позволило мне уверенно пользоваться своим протезом и значительно обогатило мою жизнь..."*



BRIO™ - это устройство предназначенное для регулировки положения пятки стопы. Данное устройство позволяет производить мгновенные изменения высоты пятки, обеспечивая при этом оптимальную юстировку. Перемещение центра достигается простым нажатием кнопки, после чего можно зафиксировать систему BRIO™ в желательном для Вас положении.

Система BRIO™ совместима со всеми протезными стопами, имеющими проксимальный пирамидный адаптер, и кроме того система BRIO™ стыкуется с новыми стопами семейства ENDOLITE. Таким образом Вы можете получить все преимущества регулировки высоты каблука с выбранным Вами типом стопы.

Возможность регулирования высоты каблука означает, что владелец может быстро достичь требуемого положения стопы при смене типа обуви или для других нужд. Это приводит к снижению напряжения и уменьшению нагрузок на суставы, поскольку Вы всегда можете получить оптимальное для Вас положение стопы.

Испытания показали, что инвалиды, пользующиеся системой BRIO™ интуитивно, могут регулировать устройство, достигая при этом наиболее удобного и эффективного положения стопы для своих нужд.

Независимо от того, изменяете ли Вы высоту для более удобной игры в гольф, приподнимается пятку для ношения более высоких ботинок или идете босиком, отдыхая после нелегкого трудового дня, система BRIO™ готова мгновенно предоставить Вам различные варианты для комфортности носки протеза и безопасной ходьбы.



*Сконструированное нами устройство BRIO позволяет Вам использовать без проблем различные типы обуви!*

