

# skinfx

Силиконовая косметическая кожа Скин-Эф-Экс (SkinFx) - это близкое к естественному виду косметическое силиконовое покрытие для инвалидов с ампутацией голени. Она очень легко надевается поверх сформированной отделки протеза и дает замечательный косметический эффект, близкий к естественному виду.



- Реалистичная пигментация кожи в широком диапазоне цветов;
- Идеально подходит для большинства голенных систем;
- Обеспечивает дополнительное крепление протеза, улучшает косметичность за счет сокрытия неровностей протеза и места сопряжения культи и протеза;
- Гибкость и эластичность кожи позволяет ее использование в сочетании с устройствами перераспределения энергии в стопе или пяточными юстировочными устройствами.



"Превосходно! Я могу играть с детьми в саду, а потом просто протереть оболочку, и она становится снова чистой."  
Катерина, менеджер туристического агентства.

"Здорово, теперь нет необходимости надевать поверх протеза косметический тканевый чулок!"  
Кит, продавец компьютеров.

"Мои друзья поражены моим новым видом."  
Эмилия, юрист.

"Эта новая силиконовая кожа очень легко надевается и снимается с протеза, и кроме того, теперь у меня появилась возможность подбирать ее по цвету в зависимости от моего загара, когда я отправляюсь в отпуск!"  
Марк, программист.

# ENDOLITE

Vita Orta Co Ltd.






## Размеры

Минимальный измеренный размер	Маленькая (стопы 22 - 24)	Средняя (стопы 25 - 26)	Большая (стопы 27 - 30)
A	430 мм	430 мм	465 мм
B	200 мм	210 мм	220 мм
C	300 мм	320 мм	340 мм

Пожалуйста выберите необходимое изделие пользуясь таблицами приведенными ниже.



### Левое исполнение Светлые тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
L1	572101	572105	572109
L2	572102	572106	572110
L3	572103	572107	572111
L4	572104	572108	572112

### Правое исполнение Светлые тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
L1	572117	572121	572125
L2	572118	572122	572126
L3	572119	572123	572127
L4	572120	572124	572128

### Левое исполнение Средние тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
M1	572133	572137	572141
M2	572134	572138	572142

### Правое исполнение Средние тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
M1	572149	572153	572157
M2	572150	572154	572158

### Левое исполнение Темные тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
D1	572165	572169	572173
D2	572166	572170	572174

### Правое исполнение Темные тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
D1	572181	572185	572189
D2	572182	572186	572190

# Vita Orta Co Ltd.

# Blatchford ENDOLITE



Представительство в России  
ООО "Компания ВИТА-ОРТА"  
109383, Москва, Шосейная ул., д. 90, стр. 1  
Тел. : +7 (495) 354 4003  
Факс: +7 (495) 354 3788  
www.blatchford.ru  
sales@blatchford.ru