

ENDOLITE


система с ручным коленным замком

ESK+ MKL

ESK + MKL от Endolite это подкосоустойчивый коленный модуль для придания походке вида, близкого к естественному. Данный коленный модуль имеет улучшенную систему блокировки в моменты периода ходьбы, когда инвалиду требуется полная безопасность и устойчивость.

Наш коленный модуль рекомендуется для тех инвалидов, которые еще только начинают проходить курс реабилитации, а также для тех, кто время от времени нуждается в небольшой дополнительной подкосоустойчивости. Модуль также идеально подходит для инвалидов, которым по роду работы приходится подолгу стоять.

Один убежденный инвалид, пользователь ESK+ MKL, хирург по специальности, во время операции включает коленный замок, а после для нормальной ходьбы легко разблокирует его.



endolite
управляй движением

эндолайт россия

☎ +7 (495) 354 4003

☎ +7 (495) 354 3788

🌐 www.endolite.ru

🌐 www.blatchford.ru


ESK+ MKL

изделия и аксессуары


рекомендации

ESK SB MKL P F	ESK+ MKL PSPC с цельной голенью
ESK SB MKL P 35	ESK+ MKL PSPC с зажимом под трубки 35 мм
ESK SB MKL P 30	ESK+ MKL PSPC с зажимом под трубки 35 мм
ESK SB MKL P PYR	ESK+ MKL PSPC с дистальной пирамидкой
239017	Сдвиговая ротационная пирамидка
239640	Расфиксатор бедра
239023	Набор для тросика

уровень активности



ограничения по весу



гарантия один год с момента ввода изделия в эксплуатацию


ОСОБЕННОСТИ

Разработанный специально для коленного модуля ESK+ MKL наш новый бедренный механизм расфиксации теперь можно применять в случаях как с левосторонней, так и с правосторонней ампутацией нижней конечности. Тросик управления может быть достаточно просто отрегулирован в зависимости от уровня гильзы.

шифр: 239640



Сборочные размеры



Новый улучшенный бедренный расфиксатор коленного механизма работает безупречно.

Новый профиль шасси лучше стыкуется с косметическими отделками увеличивая их долговечность.

Улучшенный кулачок надколенника возвращает пружину надколенника в исходное положение, и обеспечивает надежную функцию фиксации замкового механизма.

Модуль механизма стабилизации выполнен по последнему слову техники и обеспечивает высокую надежность и безопасность.

Пневматический цилиндр управления фазой качания PSPC может быть легко отрегулирован для оптимизации походки инвалида.

Выпускаются модификации как с цельной голенью, так и разборные (с зажимом под трубки голени диаметром 30 мм, с зажимом под трубки голени диаметром 35 мм, и с дистальной пирамидкой)



endolite
управляй движением

ЭНДОЛАЙТ РОССИЯ

+7 (495) 354 4003

+7 (495) 354 3788

www.endolite.ru
www.blatchford.ru