


Таблица идентификации и совместимости управляющих цилиндров CaTech с коленными модулями Endolite



(включая сервисные наборы для цилиндров управления)

CaStance 700 REX (CaStance) <i>управление фазой опоры, гидравлика</i>				Коленный модуль Endolite, для которого предназначается цилиндр управления				Комментарий
	ШИФР 932260 (S/Ex 932266)			Меркурий Юниор (Mercury Junior) (MJxxx)	Меркурий Высокая Активность Mercury Hi-Activity (MHxxx)	Высокая Активность Hi-Activity ("U" образный корпус)	Вариации моноосных коленных модулей (EUK)	
	Цвет корпуса	Формат серийного номера	Цвет индикаторного кольца	Диаметр наконечника 10 мм		Диаметр наконечника 12 мм	Диаметр наконечника 10 мм	
	КРАСНЫЙ	Sxxxx	ГОЛУБОЙ / ЧЕРНЫЙ	✗	✗	✓	✓	
	ЧЕРНЫЙ	SxxxxB	ЧЕРНЫЙ	✗	✗	✓	✓	
	ЧЕРНЫЙ	SxxxxxB	ЧЕРНЫЙ	✓	✓	✓	✓	
ЧЕРНЫЙ (REX)	SxxxxxB	СЕРЕБРИСТЫЙ	✓	✓	✓	✓		


REX Swing (CaSwing 700) *управление фазой переноса, пневматика*

	ШИФР 932273 (S/Ex 932274)			Меркурий Высокая Активность Mercury Hi-Activity (MHxxx-SWING)			Комментарий
	Цвет корпуса	Формат серийного номера	Цвет индикаторного кольца	Диаметр наконечника 10 мм			Управление только фазой переноса
	ЧЕРНЫЙ	SxxxxxS	СЕРЕБРИСТЫЙ		✓		

CaSwing 300 *управление фазой переноса, пневматика*

	ШИФР 932262 (S/Ex 932267)			Все вариации коленных модулей с фиксацией от вертикальной нагрузки (ESK)			Комментарий
	Цвет корпуса	Формат серийного номера	Цвет индикаторного кольца	Диаметр наконечника 6 мм			
	КРАСНЫЙ	VxxxxSR	ГОЛУБОЙ / ЧЕРНЫЙ	✓			
	ЧЕРНЫЙ	VxxxxSRB	ЧЕРНЫЙ	✓			
	ШИФР 932263 (S/Ex 932268)			Коленный модуль Высокая Активность Hi-Activity ("U" образный корпус)			Допускается применение альтернативного цилиндра управления REX Swing шифр 932273
	Цвет корпуса	Формат серийного номера	Цвет индикаторного кольца	Диаметр наконечника 12 мм			
	КРАСНЫЙ	VxxxxSR	ГОЛУБОЙ / ЧЕРНЫЙ	✓			
	ЧЕРНЫЙ	VxxxxSRB	ЧЕРНЫЙ	✓			
	ЧЕРНЫЙ	VxxxxxB	ЧЕРНЫЙ	✓			

MERCURY CaStance *управление фазой опоры, гидравлика*

	ШИФР 932269 (S/Ex 932270)			Коленный модуль Меркурий Mercury (MKxxx)			Комментарий
	Цвет корпуса	Формат серийного номера	Цвет индикаторного кольца	Диаметр наконечника 19 мм			
	СЕРЕБРИСТЫЙ	Dxxxxx	нет	✓			

Замечания:

1. Обратитесь к соответствующей технической литературе для получения информации о предельном нагружении коленного модуля и уровня двигательной активности.
2. При заказе соответствующего сервисного набора обязательно укажите серийный номер неисправного цилиндра и тип и шифр коленного модуля, на котором находился неисправный цилиндр. Это необходимо для исключения ошибок при замене цилиндра.





938263/03-0608

ИМ 13

Таблица идентификации и совместимости управляющих цилиндров CaTech с коленными модулями Endolite

(включая сервисные наборы для цилиндров управления)

CaStance 700 REX (CaStance) <i>управление фазой опоры, гидравлика</i>			Коленный модуль Endolite, для которого предназначается цилиндр управления	Комментарий	
	ШИФР 932275 (S/Ex 932279)		KX06		
	Цвет корпуса	Формат серийного номера	Диаметр наконечника 8 мм		
	ЧЕРНЫЙ (REX)	SxxxxxB	СЕРЕБРИСТЫЙ		✓

REX Swing (CaSwing 700) <i>управление фазой переноса, пневматика</i>			Коленный модуль Endolite, для которого предназначается цилиндр управления	Комментарий
	ШИФР 932276 (S/Ex 932280)		KX06-SWING	Управление только фазой переноса
	Цвет корпуса	Формат серийного номера	Диаметр наконечника 8 мм	
	ЧЕРНЫЙ	SxxxxxS	СЕРЕБРИСТЫЙ	

Замечания:

1. Обратитесь к соответствующей технической литературе для получения информации о предельном нагружении коленного модуля и уровня двигательной активности.
2. При заказе соответствующего сервисного набора обязательно укажите серийный номер неисправного цилиндра и тип и шифр коленного модуля, на котором находился неисправный цилиндр. Это необходимо для исключения ошибок при замене цилиндра.



endolite
управляй движением

ЭНДОЛАЙТ РОССИЯ

☎ +7 (495) 354 4003

📠 +7 (495) 354 3788

🌐 www.endolite.ru
🌐 www.blatchford.ru

