

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕХЛОВ

Чехлы повышенной надежности крепления

Низкая двигательная активность

Гелевый замковый чехол общего назначения

GPFR XX - 3 - смягчающий равнотолщинный 3мм
GPFR XX - 6 - смягчающий равнотолщинный 6мм

GPDT XX - 3 - замковый равнотолщинный 3мм
GPDT XX - 6 - замковый равнотолщинный 6мм



В случаях ампутации на уровне бедра и для инвалидов с ампутацией на уровне голени, но с высокой двигательной активностью

Замковый гелевый чехол на бедро

AKDT XX - 3 - замковый равнотолщинный 3мм
AKDT XX - 6 - замковый равнотолщинный 6мм



Чехлы изготовленные с применением геля Easygel

Необходимость дистального смягчения

Гелевый чехол Easyliner

ELFR XX - 3 - смягчающий равнотолщинный 3мм
ELFR XX - 6 - смягчающий равнотолщинный 6мм
ELFR XX - 6/3 - смягчающий сужающийся по толщине с 6 до 3 мм


ELDT XX - 3 - замковый равнотолщинный 3мм
ELDT XX - 6 - замковый равнотолщинный 6мм
ELDT XX - 6/3 - замковый сужающийся по толщине с 6 до 3 мм



При обильном потении культи инвалида

Гелевый чехол свободной носки с вакуумным клапаном

VSFR XX - 6 - смягчающий равнотолщинный 6мм
VSDT XX - 6 - замковый равнотолщинный 6мм



Получение повышенного комфорта при сгибании

Замковый гибкий гелевый чехол

EZF XX - 3 - замковый равнотолщинный 3мм
EZF XX - 6 - замковый равнотолщинный 6мм



При необходимости получения проксимального крепления повышенной надежности

Гелевый смягчающий проксимальный интерфейсный чехол

PSI XX - 6 - смягчающий равнотолщинный 6мм
PSI XX - 6/3 - смягчающий сужающийся по толщине с 6 до 3 мм



Затруднительные случаи протезирования

Суперэластичный смягчающий гелевый чехол без тканевого покрытия

ELPX XX - 6 - смягчающий равнотолщинный 6мм

