





МАТЕРИАЛ:
100% ЭЛАСТОДИЕН ламинированный 100% ПОЛИЭСТЕРОМ



ХРАНЕНИЕ	Изделие не требует какого-либо специального хранения или ухода
СБОРКА	Рукав рекомендуется ежедневно протирать раствором мягкого мыла или антисептическим раствором, после чего его следует слегка ополоснуть и просушить. Рекомендуется периодически очищать изделие, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. О любых разрушениях (трещины, разрывы, растягивания) необходимо сразу же сообщить протезисту.
ГАРАНТИЯ	На изделие налагаются обычные гарантийные обязательства

Шифр	Размер	Периметр (диапазон размеров)
029071	1	240 мм– 275 мм
029072	2	265 мм– 305 мм
029073	3	290 мм– 330 мм
029074	4	320 мм– 360 мм
029075	5	350 мм– 400 мм
029076	6	385 мм– 440 мм
029077	7	425 мм– 485 мм
029078	8	465 мм– 530 мм

029071 - 029078
КРЕПЛЕНИЕ ПРОТЕЗА ГОЛЕНИ
TRANS-TIBIAL SUSPENSION SLEEVE