



ENDOLITE объемный удерживающий рукав



Новая инновационная концепция в технологии объемного плетения.

Объемный удерживающий рукав был разработан на основе сканирования человеческого тела, его мышц и скелетной структуры. Данный рукав имеет зоны с различным переменным компрессионным эффектом, которые позволяют повысить комфортность при носке удерживающего рукава и повысить надежность крепления протеза. Кроме того специальная структура рукава позволяет свободно производить сгибание в колене, при этом не образуется характерных для обычных чехлов складок в

эндолайт россия

+7 (495) 354 4003

+7 (495) 354 3788


www.endolite.ru
www.blatchford.ru



endolite
управляй движением

информация о изделии


Шифр	Описание	Преимущества
3DSS4	Объемный рукав, размер 4	<ul style="list-style-type: none">• Не препятствует сгибанию в колене• Прочные нити способствуют надежной фиксации и снижают поршневой эффект• Имеет трехмерное анатомическое плетение• Не образует складок в месте сгибания колена• Отсутствует компрессия на проксимальных краях• Обеспечивает надежное крепление• Допускает стирку в стиральной машине
3DSS5	Объемный рукав, размер 5	
3DSS6	Объемный рукав, размер 6	



Особенности

- Чередующиеся зоны растяжения и компрессии
- Имеет прочный силикон, вплетенный в ткань крепления
- Трехмерное плетение выполняет функцию шарнирного соединения
- Зона перехода компрессии на проксимальных краях
- Создана на основе гипоаллергенного эластомерного тканного материала

Размерный ряд	4	5	6
периметр измеренный на 15 см выше центра коленной чашечки	38	39.5	41
периметр измеренный по центру коленной чашечки	31	32.5	34



endolite
управляй движением





ИМ 13

ЭНДОЛАЙТ РОССИЯ

+7 (495) 354 4003

+7 (495) 354 3788

 www.endolite.ru
 www.blatchford.ru