

Производительность, совмещенная со стилем

145 кг



Испытайте наш новый коленный модуль Меркурий Высокая Активность с комплектом раздельной косметики.

Известный своей надежностью и высокой производительностью коленный модуль Меркурий Высокая Активность отлично зарекомендовал себя в среде спортивных и очень активных инвалидов. Гидравлический цилиндр CaTech последнего поколения прекрасно дополнил высокопрочное, ноткое, гладкое и надежное шасси, выполненное из углеволокна.


В ответ на пожелания наших пользователей, которые хотели иметь надежную работу коленного модуля и высокую косметичность, для использования протеза как в офисе, так и при активной ходьбе, мы спроектировали специальный комплект раздельных косметических облицовок, которые не затрудняют работу коленного модуля.

Спроектированный комплект раздельной косметики позволяет беспрепятственно сгибать и разгибать коленный модуль, но при этом данный комплект имеет еще и безупречный внешний вид! В отличие от стандартных косметических облицовок, выполненных из вспененных полимеров, наш комплект не ухудшает параметров и качества походки, и обеспечивает надежную работу и высокую эффективность механизма коленного модуля.

ENDOLITE



Дополнительно:





Дистальные подсоединения и цилиндры управления	Коленный модуль Меркурий Высокая Активность	Комплект малый, диаметр 100 мм	Комплект средний, диаметр 110 мм	Комплект малый, без цилиндра	Комплект средний, без цилиндра
30 мм с цилиндром управления фазой качания и опоры	MH30	MHD30S	MHD30M	239037	239038
С пирамидным адаптером управление фазой качания и опоры	MHPyr	MHDPyrS	MHDPyrM	239040	239041
30 мм с цилиндром управления только фазой качания	MH30Swing				
С пирамидным адаптером управление только фазой качания	MHPyrSwing				

Пожалуйста учтите, что изготавливавшиеся ранее отдельные косметические облицовки не стыкуются с коленным модулем Меркурий Высокая Активность !

**Ограничения по весу: 135 кг для уровней активности K1 - K4
145 кг для уровней активности K1 - K3**

Пример подбора отдельных косметических облицовок




Финишная облицовка может иметь покрытие из ПВХ, специального красителя, ткани и т.д.

Части и аксессуары

endolite
управляй движением
эндолайт россия
+7 (495) 354 4003 +7 (495) 354 3788
www.endolite.ru www.blatchford.ru

Шифр	Описание	Размер		Толщина стенки
		Дистальный	Проксимальный	
561014	Облицовка голени	85 мм	135 мм	27 мм
561015	Облицовка голени	85 мм	155 мм	27 мм
561012	Облицовка голени	85 мм	175 мм	27 мм
561001	Облицовка бедра	115 мм	175 мм	27 мм
561004	Облицовка бедра	140 мм	200 мм	27 мм
561051	Облицовка бедра	140 мм	190 мм	12 мм
561052	Облицовка бедра	100 мм	150 мм	12 мм
580048	Голенной рукав			
572501	Шар коленной чашечки, малый			
572502	Шар коленной чашечки, средний			
572504	Удерживающий рукав			



Облицовка голени и голенной рукав



Удерживающий рукав